

崇信县人民医院县域医共体建设（智慧多功能巡回  
医疗车）采购项目中标公告



- 一、项目编号：崇财采备字〔2026〕00006号
- 二、项目名称：崇信县人民医院县域医共体建设（智慧多功能巡回医疗车）采购项目
- 三、中标信息

| 货物类 |                |                        |              |
|-----|----------------|------------------------|--------------|
| 标包  | 中标企业名称         | 联系地址                   | 中标金额<br>(万元) |
| 1   | 甘肃安行天下汽车租赁有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区仁河汽配城A区-D2-1# | 168.5400     |

四、主要标的信息

| 货物类 |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |            |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|
| 序号  | 货物名称       | 规格型号        | 详细配置及技术标准                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量 | 单位 | 单价<br>(万元) |
| 1   | 智慧多功能巡回医疗车 | ZK5127XYL16 | 车辆参数<br>车型：★宇通牌ZK5127XYL16中型（9米）医疗专用车<br>车身尺寸：长8.97米，宽2.53米，高3.65米<br>排放标准：国六排放标准<br>驱动方式：后置后驱<br>医疗改装资质：宇通客车股份有限公司是具备国家医疗车改装资质的企业<br>车辆要求：▲宇通牌ZK5127XYL16型医疗车，为医疗车专用整车平台，一体化生产。<br>车内布局：分设登记区、DR拍片区、听力检查区、心电超声检查区、检验操作区。<br>车身保温系统：有独立水暖+大功率水暖除霜+有驾驶区取暖器+踏步取暖器+有车厢保暖（含驾驶区保暖），水暖驻车可 | 1  | 台  | 168.54     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>用+有发动机进气预热+有水暖加热器燃油加热系统+有发动机燃油加热系统，确保车辆区域冬季启动以及操作人员舒适性。</p> <p>车联网系统：车辆配置有医疗车专用车联网系统，支持车辆企业运营管理、驾评管理、售后服务管理，车辆粘贴有车联网注册二维码；</p> <p>▲2. 车联网系统可以支持电脑端登录、支持微信小程序登录</p> <p>▲3. 车联网系统支持运营管理，可以查看车辆数量、车辆位置、运营里程、能耗等；支持微信小程序车辆巡检，具备一键智能巡检和外观巡检功能，外观巡检可以手动维护提交结果，智能巡检包含仪表、发动机、电子风扇、胎压、集中润滑、ABS等。</p> <p>▲4. 车联网系统支持驾评管理，便于改善司机的不良驾驶行为，为车队提供更加精准的车辆及人员管理服务。提供安全性评分、经济性评分、舒适性评分等，并提供评分说明。</p> <p>▲5. 车联网系统支持售后服务管理，微信小程序可以查看服务经理姓名电话、查看服务网点、进行预约维保。</p> <p>工作台台面：工作台台面采用环保、耐划痕、抗污染的热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板HPL，具体参数要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 环保性能：按照GB/T7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，甲醛0.088mg/m<sup>3</sup>，符合E1级；</li><li>2. 耐划痕性能：按照GB/T7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，耐划痕满足&gt;3级；</li><li>3. 耐污染性能：按照GB/T7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，耐污染性能可达到1级；</li><li>4. 耐干热性能：按照GB/T7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，耐干热性能可达到1级；</li></ol> |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>▲5. 耐沸水性能：按照GB/T7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，耐沸水外观级可达到1级。</p> <p>▲6. 抗大球冲击：按照GB/T7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，落球高度100cm，凹痕直径低于7.2-7.8mm。</p> <p>车内隔断结构：★车内所有隔断主体采用钢骨架+装饰面板结构，隔断骨架与整车骨架焊接为一体，整体电泳防腐，隔断厚度38mm，隔断无外漏固定点。</p> <p>★市电配电及网络设施：1. 配电箱1个（包含漏电保护器、电压电流实时监测），X线机取电安全装置，（分两路供电，DR单独1路，整车其他1路），外接220V电源插座，榔头1个，十字型接地钎1个（采用6平方软铜线，线长10米，铜线与接地钎一体化防脱设计），2个电缆盘（25米）；2kW充电逆变一体机1个</p> <p>2. 局域网；交换机1件，网线网口若干；电器舱有1个网口及2个市电插座；</p> <p>3. 市电转接装置1套。（含16A漏电保护断路器、16A防护型工业插座、16A插头、线长3米，具备过载自动断电功能，确保供电安全）</p> <p>车内功能分区设计及参数：</p> <p>登记区：登记区可进行身份识别、健康档案建立、信息录入。</p> <p>DR拍片区：1. 拍片区规格：铅房长、宽、高1450x2200x2000mm；</p> <p>2. 防护标准：X线防护水平符合《GBZ130-2020放射诊断放射防护要求》</p> <p>3. 防护措施：球管有用线束背离X线操作台，在铅房四周墙壁和地板贴铅板，墙壁3mm（主辐射区4mm），地板2mm铅板，顶部1mm铅板；铅玻璃一套，规格400x600x20mm；铅房监</p> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | <p>控1套；铅房内有X线立式摄片防护装置一套；</p> <p>4. 带门机联动功能（铅房门关闭后才可实现曝光）；</p> <p>5. 安装专用车载X射线线机1台，配备限束装置，确保X射线不超出影像接收器平面；</p> <p>6. 在车辆交付时我司提供具有防护检测资质单位出具的检测结果为合格的射线防护检测报告1份；我司交付车辆后，配合对车辆完成预评、环评、控评，经卫生行政部门验收合格后再行交付客户使用。</p> <p>听力检查区：1. 配备车载电测听室1间，规格：电测听室外形长宽高尺寸为1000x860x2000mm，电测听室符合GB/T16296.1-2018《声学测听方法第1部分：纯音气导和骨导测听法》GBZ188《职业健康检查规范》JJF1191《测听室声学特性校准规范》的相关要求；</p> <p>2. 配备纯音听力测试仪1台。</p> <p>心电超声检查室：1. 车辆尾部配备封闭检查室1间（含封闭隔断、围帘1套）；</p> <p>2. 便携式心电图机、超声设备院方自有。</p> <p>检验操作区：1. 配备木质检验操作台1件，可供采血及会诊；</p> <p>2. 配备60L医用储血冰箱1件；</p> <p>3. 配备离心机1台。</p> |
| 2 | 车载X射线线机 | <p>伊士通EMX2040BPro车载X射线机。整体要求：产品注册证为车载专用整机注册证，非常规DR整机注册证。车载X射线机产品符合GB9706.1-2020GB9706.103、GB9706.228、GB9706.254等标准。</p> <p>EMX2040 BPro</p> <p>1. 伊士通X射线高压发生器</p> <p>▲1.1、最大功率：80kW；</p> <p>1.2、工作频率：416kHz；</p> <p>1.3、最大管电压：150kV；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>▲1.4、最大管电流：1000mA；</p> <p>▲1.5、最大电流时间积：800mAs；</p> <p>1.6、高压发生器原厂电容储能，非电池储能，电容数量300个；</p> <p>1.7、为适应外出医疗环境，对电网供电功率需求5KVA。</p> <p>2. 西门子X射线管组件</p> <p>2.1、标称X射线管电压:150kV；</p> <p>▲2.2、X射线管焦点：0.6/1.0mm</p> <p>2.3、X射线管靶角：12° ；</p> <p>2.4、固有滤过:1.0mmAl/75kV</p> <p>▲2.5、阳极热容量：342kHU；</p> <p>2.6、管组件热容量：1400kHU；</p> <p>2.7、阳极靶面材质：铼钨，钼；</p> <p>▲2.8、旋转阳极最大转速：10800rpm；</p> <p>2.9、具备温度控制功能，能实时检测球管温度，当球管温度超过设定值时，启动散热风扇，提高球管的散热能力。</p> <p>3. 平板探测器</p> <p>3.1、图像传感器：非晶硅薄膜晶体管；</p> <p>3.2、闪烁体：碘化铯；</p> <p>3.3、像素尺寸：140 μ m；</p> <p>3.4、采集矩阵：3072×3072；</p> <p>3.5、标称成像面积:430×430mm</p> <p>3.6、灰阶：16bit；</p> <p>3.7、空间分辨率：3.7Lp/mm。</p> <p>▲4、车载DR在职业病摄影条件下，可实现≤每20秒一次曝光，连续≥8小时不停机工作，不会出现热保护。</p> <p>4.1、车载DR可在高温条件下正常开机，拍片效率不受高温影响，产品在≥50摄氏度以上条件做过高温测试。</p> <p>5. 图像处理工作站</p> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



5.1、主机性能：CPU3.7GHz，内存8GB，固态硬盘128GB，机械硬盘1T；

5.2、显示器性能：屏幕尺寸21inch，分辨率1024×768，亮度350cd/m²；

5.3、采集工作站软件有专门的体检模式，可以实现在操作医生不登记信息的情况下，曝光后自动编号排序，并且能够按照日期或场地自动归档当日或每个场地的摄影图像，操作医生当日全部工作完成后，可以直接提出当日全部拍片图像，不需再耗时导出数据。

▲5.4、具备儿科摄影模式；

▲5.5、为适用于脊柱侧弯等检查，具备（长骨）图像自动拼接功能；

▲5.6、为保证产品一致性和稳定性，图像处理软件需与平板探测器同一品牌（VIEWWORKS），便于系统更新维护；

5.7、伊士通DR采集软件具备自动图像备份功能，拍片完成后可自动存储到工作站电脑和外部存储装置，同步进行，不需要再单独拷贝数据；

5.8、伊士通采集工作站支持：DICOM3.0接口传输/打印/刻录/WORKLIST等功能，支持PACS、HIS、RIS及激光照相机等模块，免费升级服务。

6. 控制机架

6.1、球管支架上下运动范围：650mm±5%；

6.2、探测器支架上下运动范围：650mm±5%；

6.3、球管与探测器同步自动跟踪：具备；

6.4、全自动机械运动控制机架，确保设备运行稳定可靠；

6.5、采用电动铅门，电动铅门具备防夹手功能，关门过程中有人进入，电动铅门能自动开门

★6.6、为方便医生操作，能一键开关铅门，医生按一下关门键，铅门能自动关上，不需要一直按住关门按键才能关




|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |         | <p>门。</p> <p>7. X射线限束器</p> <p>7. 1、光野指示采用LED光源；</p> <p>7. 2、具有SID测量尺，测量行程大于1800mm；</p> <p>7. 3、多功能双立柱机架，非厢式机架。</p> <p>▲8、一体式开模DR操作面板：操作面板将DR立柱升降，电动铅门控制，DR曝光（面板自带机械按键曝光，非手柄式操作），声音录制及播放，语音对讲等操作功能集成一体，按键操作，操作简单实用，美观整齐。已提供检验报告与说明书技术说明</p> <p>8. 1、集成操作面板材质：上盖下主体均全部采用ABS工程塑料。</p> <p>9. 电动铅屏风1套</p> <p>▲9. 1电动铅屏风与车载DR一体，电动联动升降，车载DR注册证或医疗器械注册检验报告中均体现此功能；</p> <p>▲9. 2电动铅屏风升降行程650mm；</p> <p>9. 3电动铅屏风绕垂直轴旋转运动行程：90° ；</p> <p>▲9. 4直线运动部分，电动铅屏风的升降制动力100N；</p> <p>9. 5旋转运动部分在锁止位置制动力50N。</p> <p>功 能： 可以拍摄胸部、四肢、骨盆、脊柱等功能</p> |                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 3 | 纯音听力测试仪 | AD629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1. 气导、骨导测试功能；</p> <p>2. 气、骨导掩蔽功能；</p> <p>3. 气、骨导自动掩蔽功能；</p> <p>4. 掩蔽助理功能MLD；</p> <p>5. 言语和自由声场测试功能；</p> <p>6. 言语测试自动评分功能；</p> <p>7. 交替双耳响度平衡功能、伪聋测试功能、自动纯音测试功能、短增量灵敏测试功能、韦伯测试功能；</p> <p>▲8. 操作模式：主机操作或连接电脑操作；</p> |  |





9. 输入：纯音、啞音，NB、CD1、CD2、麦克1、麦克2、录音文件
10. 掩蔽刺激声：自动为纯音发放选择窄带噪音，为言语选择白噪音
11. 输出：气导左+右，骨导左+右，插入式耳机，插入式掩蔽；
12. 自由声场FF1，FF2；
13. 纯音类型：手动或反转，单脉冲或多脉冲；
- ▲14. 给声信号：触控式静音给声键；
15. 主机显示方式：屏幕直接中文显示左右耳听力图和PTA（平均阈值）、舒适阈、不舒适阈、耳鸣位点图形；
- ▲16. 电脑操作可分屏显示患者听力图、语言元素、语音元素、声音视图、听损程度、言语香蕉图；
17. 患者信号：单手握持的按键式应答器；
- ▲18. 强度：AC（气导）：-10至120dBHL，1、2或5dB步进；BC（骨导）：-10dB至80dB，1、2或5dB步进；
- ▲19. 频率范围：125Hz至8000Hz
20. 医患沟通：授话回话；
21. 监听：通过内置式扬声器或外部耳机或扬声器输出；
22. 存储：内置存储500个患者/50000个测试序列，连接电脑存储10万次以上数据；
23. 频率选择：可自定义设置；
24. 显示器：5英寸高分辨率彩色显示640X480像素；
25. 言语：全中文显示；
26. 外部设备：标准PC键盘鼠标和键盘；（用于数据输入）
27. 兼容软件：诊断套件—Noah（兼容同品牌所有听力、眩晕、平衡检测设备）和XML兼容；
28. 电源：内置电源，100—240VAC，50—60Hz，最大0.5Amp





|   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|---|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |          |          | <p>输出功率60VA;</p> <p>29. 安全标准: 安全: EN60601—1, CAN/CSA—C22.2 编号 60601-1, I类B型, 连续操作;</p> <p>30. 听力计标准: 纯音: EN60645—1, ANSIS3.6, 2型;</p> <p>31. 言语: EN60645—2, ANSIS3.6, B型或B—E</p> <p>32. 医疗CE标示: 有。</p> <p>功能: 可以骨导、气导等基础听力测试</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 4 | 便携式肺功能仪  | PFT-B400 | <p>1. 采用压差式流量传感器设计;</p> <p>2. 产品具有容量—时间曲线, 容量—流速曲线 (F-V);</p> <p>3. 产品具有支气管舒张试验功能及药前药后试验对比功能, 可按常规检查患者的通气功能后, 加做支气管舒张试验, 且在用药后再重测FVC;</p> <p>4. 测量参数包括: VC, FVC, MVV等</p> <p>5. 容量: 测量范围: 0L~9L; 测量精度: <math>\pm 50\text{mL}</math>或<math>\pm 3\%</math>;</p> <p>6. 流速: 流速范围: 0~14升/秒; 流速精度: 5%或0.2升/秒;</p> <p>7. 呼吸: 测量范围: 4次/分~60次/分; 测量精度: <math>\pm 1</math>次/分或<math>\pm 5\%</math>;</p> <p>8. 内置输出设备, 具有输出功能;</p> <p>9. 电源: 交直流两用, 内置充电电池;</p> <p>10. 数据传输网络: 配有LAN有线网络接口, 支持USB方式wifi网络连接, 软件接口开放。</p> |  |  |
| 5 | 便携式血液分析仪 | BC-5130  | <p>1. 整机功能: 五分类血液细胞分析仪集;</p> <p>2. 检测原理: 半导体激光;</p> <p>3. 检测通道, 具有单独嗜碱性粒细胞检测通道</p> <p>4. 可报告参数25项;</p> <p>5. 用血量全血和末梢全血模式<math>15\mu\text{l}</math>, 预稀释模式<math>20\mu\text{l}</math>;</p> <p>6. 图形显示, 4个散点图, 3个直方图;</p> <p>7. 主机液晶触摸屏10.4英寸, 同屏显示所有检测结果;</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |



|   |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|---|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|   |       |         | <p>8. 分析模式，3种，静脉全血模式、末梢全血模式、预稀释模式</p> <p>9. 测试速度，60个标本/小时；</p> <p>10. 标准化质控校准；</p> <p>11. 数据管理：可存储量12000个检测结果；</p> <p>12. 设备端口开放，便于车辆进行信息采集。</p>                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 6 | 尿液分析仪 | OPM-151 | <p>1. 测试项目11项，包括葡萄糖，胆红素，尿比重，PH，酮体，潜血，蛋白质，尿胆原，亚硝酸盐，白细胞，抗坏血酸等；</p> <p>2. 测定原理：反射率及色品分析（反射光电比色法）；测定速度120TEST/小时；</p> <p>3. 测定波长3个；</p> <p>4. 存储：可自动存储病人数据，测试结果储存数量10000份，可按日期、尿样编号及项目检索</p> <p>5. 图像显示屏：LCD显示器，5英寸；</p> <p>6. 内置输出设备；</p> <p>7. 接口：至少支持RS232C、USB；</p> <p>8. 外设功能：外接键盘、外接条码扫描枪；</p> <p>9. 报告：中文报告，支持定性和半定量结果；</p> <p>10. 断电保护：具有断电自动保存所有测量数据</p> <p>11. 设备端口开放，便于车辆进行信息采集。</p> |  |  |  |
| 7 | 离心机   | H1650   | <p>1. 最高转速16500r/min</p> <p>2. 最大容量：10×5ml，10孔；</p> <p>3. 最大离心力19480xg；</p> <p>4. 定时范围：1s~99min；</p> <p>5. 转速精度±10rpm。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |



|    |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|----|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 8  | 除颤仪    | BeneHeartS2A | <p>1. 主机设备使用寿命10年；</p> <p>2. 设备具备便携把手，支持开盖开机。主机按键数量3个；</p> <p>▲3. 具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出对应语音提示施救者</p> <p>4. 适用病人阻抗范围25Ω~200Ω</p> <p>5. 采用双相波技术，支持成人以及儿童波形参数可根据病人阻抗品产进行自动补偿；</p> <p>6. 输出能量：成人最大除颤能量360J；</p> <p>7. 从开机到200J放电准备就绪时间7s；开始AED分析到200J放电准备就绪时间5s；</p> <p>8. 主机具备电极片收纳仓；</p> <p>9. 可自动识别电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量；</p> <p>▲10. 单副电极片有效期5年，可实时检测按压频率，并提供相应反馈提示；</p> <p>11. 电池至少可支持320次200J以上除颤治疗；</p> <p>▲12. 设备具备7英寸彩色显示屏，主机界面除了可以显示具体按压频率数值外，还可通过不同颜色区分按压频率是否达标。</p> |  |  |
| 9  | 车载电脑系统 | V3030-R2322G | <p>CPU：i5-13400；</p> <p>内存：16G；</p> <p>硬盘容量：256G+1T；</p> <p>显示器：23.8英寸。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 10 | 无线网络模块 | 定制           | 车内配备5G无线网络，位于DR操作台处。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 11 | 车载空调   | 定制           | <p>▲空调形式：风管式空调，两台外机，两台内机，一拖一；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

|    |        |    |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    | 系统     |    | 制冷类型：冷暖；<br>定频/变频：变频；<br>能效等级：三级能效；<br>制冷量(W)：5100；<br>▲制冷功率(W)：1900；<br>制热量(W)：6050；<br>制热功率(W)：2300；<br>外机噪音(dB(A))：54；<br>电压/频率(V/Hz)：220/50；制冷剂；新冷媒：R32。<br>功能：配备1套冷暖两用中央空调，与原车空调共用一个风道，节省车内空间，保障车内环境舒适。 |  |  |  |
| 12 | 紫外线消毒灯 | 定制 | 紫外线消毒灯强度优于最新GB1258国标，符合国家消毒技术规范。<br>功能：车内各功能区空气消毒                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 13 | 电缆盘    | 定制 | 25米电缆盘1个（32A镀锡接头）+25米电缆盘1个（32A镀锡接头），转接线一套。<br>功能：分两路给车载医用设备和其它设备供电，DR单独1路，整车其他1路；                                                                                                                            |  |  |  |
| 14 | 逆变器    | 定制 | 2KW逆变一体机。<br>功能：可将直流电转换为交流电，为产品提供短路、过载、过/欠电压、超温5种保护功能。                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 15 | 稳压器    | 定制 | X线机稳压器，保证车载X射线机用电稳定。                                                                                                                                                                                         |  |  |  |



**五、评审专家名单：**李晓倩、任红强、郭戴青、李超、赵鹏。

## 六、代理服务收费标准及金额：

参照国家发展和改革委员会【发改价格（2015）299号文件】收费标准收取。

收费金额：25280.00元。

## 七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

## 八、其他补充事宜

无

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

采购人：崇信县人民医院

地址：崇信县新西街204号

联系方式：0953-6125208

### 2. 采购代理机构信息

招标代理机构：甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司

地址：崆峒区星泰广场A座17楼1716室

联系电话：18009330944

### 3. 项目联系方式

项目联系人：孙亚强

电话：18009330944

